

MÁGNESES REZONANCIATERÁPIA A DOHÁNYZÁS ELLEN

A Doktor Plusz 2005/1. számában hírt adtunk az Empátia Biomed Gyógycentrum csepeli rendelőjében folyó dohányzásellenes terápiáról. A mágneses rezonancia elvén működő, kivételesen hatékony kezelés immár több mint 3000 dohányost segített hozzá, hogy véget vethessen pusztító szenvedélyének. A statisztikák alapján a terápia eredményessége a 90%-ot megközelíti.

Mi a titka ennek a kiemelkedő sikernek? Országszerte egyre több helyen találkozhatunk hasonló elven működő berendezésekkel, és a dohányzásellenes kezelések is igen népszerűek, több-kevesebb sikert mindegyik fel is tud mutatni. Az Empátia Biomed azonban a német Regumed GmbH. kizárólagos hazai márkaképviseletként a legújabb fejlesztésekhez is azonnal hozzáfér, és a gyakorlatban is hasznosítja azokat. Az utóbbi évek legsikeresebb, a Regumedtől származó ilyen újítása a BICOM 2000 készülékkel végzett rezonancia-terápiákhoz ajánlott egyhónapos fenntartó kezelés, ami egy ún. chip segítségével valósul meg. Ez voltaképpen nem más, mint egy kisméretű, speciális összetételű fémkorong, melyet a páciensek a kezelést követően egy hónapon át viselnek a hasfalra tapasztva. A chip belseje színvas, e fémnek pedig van egy különös tulajdonsága, jelesül, hogy mágneses tér hatására elemi celláinak struktúrája megválto-



zik, a mágneses tér jellemzőinek megfelelően, és e változás egy ideig állandó is marad. Miközben a kezelés zajlik, a BICOM 2000 készülék egy erre kialakított kimenetén (egy nagy menetszámú tekercs belsejében) a chip ugyanabban a pulzáló mágneses térben helyezkedik el, mint amely a páciens szervezetét járja át, ennek megfelelően strukturálódik a szerkezete. A terápiás rezgések jellemzően a 10–100 kHz-es tartományba esnek, melyek egy alacsony frekvenciával modulálva érik a páciens szervezetét, és a chipet is. Ez az alacsony frekvencia pedig a 7,83 Hz-es ún. Schumann-féle rezonancia, ami jelen van a Földön mindenütt, és sokféle módon hat az élő szervezetek működésére, töb-

bek között például az időérzék, a belső biológiai óra működéséért is ez a rezgés felelős. Természetesen a hasfalra tapasztott chipet is érní fogják mindenütt folyamatosan a Schumann-féle impulzusok, az apró fémkorong pedig a gerjesztés hatására a terápiás rezgéseket fogja kibocsátani, gyengébb intenzitással természetesen, viszont folyamatosan. A chip ezt a képességét kb. egy hónapon át őrzi meg, hasonlóképpen, ahogy egy lágyvasból készített iránytű is idővel elveszíti mágnességét. Ez az egy hónap azonban a tapasztalatok szerint bőven elegendő, a chip alkalmazása pedig szignifikáns emelkedésként jelentkezik a kezelések eredményességi mutatóiban. A módszer hasonlóan ígéretes más addikciók, pl. alkoholbetegség vagy drogfüggőség kezelésében is.

*Dr. Molnár György
igazgató főorvos*

Felhasznált irodalom:

„Das neue medizinische Paradigma”, G. S. Hanzl
„Bioenergie-Therapie”, Will/Keymer/Schmedtmann

EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM

1211 Budapest,

Bajáki Ferenc u. 1-3. III/310

Tel./fax: 06 1 420 4400

Mobil: 06 20 916 8089

E-mail: empatia@vivamail.hu

Web: www.empatia-biomed.hu

